

商品名	外科用封合剂 Coseal
产品组分	Coseal 由两种合成聚乙烯二醇 (PEGs)、一种稀盐酸溶液、一种磷酸二氢钠/碳酸钠溶液组成。这些成分以试剂盒的方式提供, 其中包含喷嘴。在涂药时, PEGs 和溶液混合形成水凝胶粘连到组织、人工移植植物, 并且其自身以共价键结合。
适应症	是一种合成水凝胶, 作为在血管重建术中用于缝合部位的封合剂, 可以辅助止血。
规格	2 ml, 4 ml, 8ml

