

商品名 Flo-Thru 冠状动脉分流栓

产品组分 分流栓由三部分构成：主干、小线及小柄。主干是硅胶管，两端为球囊外形，球囊胶合在主干上，与之合为一体。小线是医用白色非吸收涤纶线，小柄是不可透射线的医用硅胶。不可透射线的小柄上标有产品的规格，即球囊的外径。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。

适应症 本产品用于冠状动脉或外周血管手术，在吻合口处分流血液，当血液流向吻合口远端时，为血管的缝合提供了一个暂时无血的手术野。在血管最后缝合之前，将该产品取出。

规格 规格型号

冠状动脉分流栓规格型号表

型号	规格（球囊外径）
FT-12100	1.00mm
FT-12125	1.25mm
FT-12150	1.50mm
FT-12175	1.75mm
FT-12200	2.00mm
FT-12225	2.25mm
FT-12250	2.50mm
FT-12275	2.75mm
FT-12300	3.00mm

