

**产品名** 血液透析干粉

**适用范围** 用于血液透析治疗时在线配制碳酸氢盐透析液，同时，必须始终与匹配的 A 组分浓缩液一同使用。本产品只能与为容纳这种干粉筒而专门设计的血液透析装置配合使用。其中与 BiCart Select combi-pak 适配的血液透析用浓缩液为：SelectBag One 系列。

**型号、规格** BiCart Select combi-pak; BiCart 650g; BiCart 720g; BiCart 1150g; BiCart 1250g.

**产品图**

