

一次性使用血液透析滤过器及配套管路 Prismaflex ST Sets



适用范围：该配套仅可在进行持续液体管理和肾替代治疗中与 PRISMAFLEX 控制单元配套使用。系统设计用于患急性肾脏衰竭及/或液体过量的患者。

PRISMAFLEX ST 配套基本情况介绍

含滤器一支，一条血液输入管（红条）、一条回血管路（蓝条）、一条透析液输入管（绿条）、一条废液输出管（黄条）、一条置换液管路（紫条）、一条血泵前管路（白条）、一条抗凝血剂输入管路及废液收集袋，所有管路颜色区分，预先连接，避免连接错误及降低感染风险。

型号规格：Prismaflex ST60 Set, Prismaflex ST100 Set, Prismaflex ST150 Set